



**SJ-DURAN® Abdrehsicherung  
für Sicherheitsschliff  
& Rodaviss®**

*SJ-DURAN® Safeguarding for  
safety joints & Rodaviss®*

	Für Nenngröße For nominal size	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	NS 14	10	28621640
	NS 19	10	28621690
	NS 24	10	28621710
	NS 29	10	28621660
	NS 34	10	28621730
	NS 45	10	28621670

- Material: Polyamid - PA
- Temperaturbeständigkeit: -40 / +100°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend

- *Material: Polyamide - PA*
- *Temperature resistance: -40 / +100°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*