



**SJ-DURAN® O-Ringe aus Nitril
für Sicherheitsschliff
& Rodaviss®**

*SJ-DURAN® O-Rings made of
nitrile for safety joints
& Rodaviss®*

| | Für Nenngröße For nominal size | Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity | Artikelnr. Article no. |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------|
| DWK | NS 14 | 10 | 28621680 |
| | NS 19 | 10 | 28621700 |
| | NS 24 | 10 | 28621720 |
| | NS 29 | 10 | 28621740 |
| | NS 34 | 10 | 28621750 |
| | NS 45 | 10 | 28621770 |

- Material: NBR
- Temperaturbeständigkeit: -30/+120°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend
- Auf Anfrage andere Materialien möglich

- *Material: NBR*
- *Temperature resistance: -30/+120°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*
- *Other materials available on request*