



**SJ-DURAN® Schraubkappen,
für Sicherheitsschliff &
Rodaviss®**

*SJ-DURAN® Screwcaps closed
for safety joints & Rodaviss®*

	Für Nenngröße For nominal size	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	NS 14	10	28621420
	NS 19	10	28621430
	NS 24	10	28621440
	NS 29	10	28621450
	NS 34	10	28621460
	NS 45	10	28621470

- Material Flachdichtungen: Silikon/PTFE beschichtet
- Material Schraubkappe: PBT
- Temperaturbeständigkeit: -50/+140°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: PTFE
- Material flat gaskets: Silicone/PTFE coated
- Material screw cap: PBT
- Temperature resistance: -50/+140°C
- Pressure resistance: -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: PTFE