



**SJ-DURAN® Schraubkappen,  
offen für Sicherheitsschliff  
& Rodaviss®**

**SJ-DURAN® Screwcaps  
with aperture for safety joints  
& Rodaviss®**

	Für Nenngröße For nominal size	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	NS 14	10	28621500
	NS 19	10	28621520
	NS 24	10	28621530
	NS 29	10	28621540
	NS 34	10	28621550
	NS 45	10	28621570

- Material Schraubkappe: PBT
- Temperaturbeständigkeit: -50/+140°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Nicht produktberührend

- *Material screw cap: PBT*
- *Temperature resistance: -50/+140°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Non-contact with product*