



**SJ-DURAN® Sicherheitsschliff,
Kerne mit Bund**

**SJ-DURAN® Safety joints,
cones with rim**

	Nenngröße NS Nominal size NS	WD [mm] Wall [mm]	AD [mm] OD [mm]	Verpackungseinheit/Stück Pack/Quantity	Artikelnr. Article no.
DWK	14/23	1,5	13	10	28615300
	19/26	1,8	17	10	28615510
	24/29	1,8	22	10	28615610
	29/32	2,0	26	10	28615690
	34/35	2,0	32	10	28615930
	45/40	2,3	40	10	28616010

- Geeignet für das Arbeiten unter Vakuum und Druck
- Anti-Blockiersystem führt zu geringerem Bruchrisiko und erhöht die Sicherheit
- DWK geschliffen - 600er-Körnung
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff fett/dichtung
- Empfohlen wird die Verwendung von NS-Rillenmanschetten PTFE, S44
- Druckbeständigkeit -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- Suitable for use under vacuum and pressure
- Anti-locking system results in reduced risk of breaking and increases safety
- DWK ground - 600 grain
- Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing
- The use of NS grooved sleeves PTFE is recommended, p.44
- Pressure resistance -1/+0.5 barg
- Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.