


NORMAG



**SSB-Einweghähne
mit Biegerohransatz**

*SSB Single way stopcock with
bending pipe attachment*

	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. komplett Article no. complete
NORMAG	1	7,0 x 1,5	1	10	SSBG0110
	2	8,0 x 1,5	2	14,5	SSBG0214
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SSBG0314
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SSBG0418
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SSBG0621
	8	15,0 x 1,8	8	24	SSBG0824
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SSBG1029
	12	18,0 x 1,8	12	34,5	SSBG1234
	15	22,0 x 1,8	15	45	SSBG1545

SSB-Einweghahnhülse, geschliffen SSB-Single way stopcock sleeve, ground					
	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. Article no.
NORMAG	1	8,0 x 1,5	1	10	SSBG0110G
	2	9,0 x 1,5	2	14,5	SSBG0214G
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SSBG0314G
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SSBG0418G
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SSBG0621G
	8	15,0 x 1,8	8	24	SSBG0824G
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SSBG1029G
	12	18,0 x 1,8	12	35,5	SSBG1234G
	15	22,0 x 1,8	15	45	SSBG1545G

SSB-Ersatzküen SSB spare keys			
	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Artikelnr. Boro 3,3 Article no. Boro 3.3
NORMAG	1	1	SSBG0110K
	2	2	SSBG0214K
	3	3	SSBG0314K
	4	4	SSBG0418K
	6	6	SSBG0621K
	8	8	SSBG0824K
	10	10	SSBG1029K
	12	12	SSBG1234K
	15	15	SSBG1545K

SRD-Hahnsicherungen SRD tap safety device		
	Nenngröße NS Nominal size NS	Artikelnr. Boro 3.3 Article no. Boro 3.3
NORMAG	1	SRD01
	2	SRD03
	3	SRD03
	4	SRD04
	6	SRD06
	8	SRD08
	10	SRD10
	12	SRD12
	15	SRD15

- NORMAG-Feinschliff 1200er-Körnung
- Hahn­hülse und Hohlglasküken in Handarbeit bei Normag in Ilmenau hergestellt, garantiert höchste Qualität
- Langlebig und leichtgängig
- Benötigt weniger Schliff­fett und klebt um ein vielfaches weniger fest
- Hochvakuumdicht
- Auch bei Temperatur­wechseln immer dicht
- 3-teilige Hahnsicherung
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schliff­fett/dichtung
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Material Unterlegscheibe: PTFE, -100/+200°C
- Material O-Ring: NBR; -40/+180°C
- Material Mutter: ETFE, glasfaserverstärkt

- *NORMAG fine-grinding 1200 grit*
- *Stopcock sleeve and hollow glass stopcock keys handmade by Normag in Ilmenau, Germany, guarantees highest quality*
- *Durable and smooth running*
- *Requires less grinding grease and is much less sticky*
- *High vacuum tight*
- *Always tight, even with temperature changes*
- *3-part tap safety device*
- *Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Material: borosilicate glass 3.3*
- *Material washer: PTFE, -100/+200°C*
- *Material o-ring: NBR; -40/+180°C*
- *Material nut: ETFE, glass fiber reinforced*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.