


NORMAG



**SSB-Einweghähne
mit Biegerohransatz, PTFE**

**SSB Single way stopcock with
bending pipe attachment, PTFE**

	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. komplett Article no. complete
NORMAG	1	7,0 x 1,5	1	10	SSBP0110
	2	8,0 x 1,5	2	14,5	SSBP0214
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SSBP0314
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SSBP0418
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SSBP0621
	8	15,0 x 1,8	8	24	SSBP0824
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SSBP1029

Einweghähnhülsen geschliffen und poliert, ohne Küken Single way stopcock sleeves ground and polished, without key					
	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. Boro 3.3 Article no. Boro 3.3
NORMAG	1	8,0 x 1,5	1	10	SSBP0110G
	2	9,0 x 1,5	2	14,5	SSBP0214G
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SSBP0314G
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SSBP0418G
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SSBP0621G
	8	15,0 x 1,8	8	24	SSBP0824G
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SSBP1029G

SSB-Ersatzküken SSB spare keys			
	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Artikelnr. PTFE Article no. PTFE
NORMAG	1	1	SSBP0110K
	2	2	SSBP0214K
	3	3	SSBP0314K
	4	4	SSBP0418K
	6	6	SSBP0621K
	8	8	SSBP0824K
	10	10	SSBP1029K

SRD-Hahnsicherungen SRD tap safety device		
	Nenngröße NS Nominal size NS	Artikelnr. Hahnsicherung PTFE Article no. tap lock PTFE
NORMAG	1	SRDP01
	2	SRDP03
	3	SRDP03
	4	SRDP04
	6	SRDP06
	8	SRDP06
	10	SRDP06

- NORMAG-Feinschliff 1200er-Körnung, danach poliert
- Hahnhülse in Handarbeit bei Normag in Ilmenau hergestellt, garantiert höchste Qualität
- Hahnküken von Bola - „Made in Germany“
- Langlebig und leichtgängig
- Hochvakuumdicht
- Auch bei Temperaturwechseln immer dicht
- 3-teilige Hahnsicherung
- Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch PTFE
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3, PTFE
- Material Unterlegscheibe: PTFE, -100/+200°C
- Material O-Ring: NBR; -40/+180°C
- Material Mutter: PP

- *NORMAG fine-grinding 1200 grit, afterwards polished*
- *Stopcock sleeve handmade by Normag in Ilmenau, Germany, guarantees highest quality*
- *Stopcock keys from Bola - „Made in Germany“*
- *Durable and smooth running*
- *High vacuum tight*
- *Always tight, even with temperature changes*
- *3-part tap safety device*
- *Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by PTFE*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3, PTFE*
- *Material washer: PTFE, -100/+200°C*
- *Material o-ring: NBR; -40/+180°C*
- *Material nut: PP*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.