

NORMAG



Simax® Rundbodenzylinder für Gefäße

Simax® Round bottom cylinder for vessels

	h [mm]	Zylinder Ø a [mm] Cylinder Dia. [mm]	Wandstärke [mm] Wall thickness [mm]	Artikelnr. Article no.
KAVALIER	900±3	315±3,2	7,5±3,5	1632611820227
	900±3	415±4	8±3,5	1632611820249
	800±3	365±3,5	7,5±3,5	1632611820285
	900±3	465±3,5	8±3,5	1632611820287

- Temperaturbeständigkeit: + 200°C
- Druckbeständigkeit: -1/+0,5 barg
- Material produktberührend: Borosilikatglas 3.3

- *Temperature resistance: + 200°C*
- *Pressure resistance: -1/+0.5 barg*
- *Material in contact with product: Borosilicate glass 3.3*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.