



**Tragring, Kugelgefäß,
Edelstahl**

**Support ring, spherical vessel,
stainless steel**

	für Kugel- gefäß for spherical vessel	L	L2	H	H1	TK	n x M	Artikelnr. Article no.
	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
KF/PF- System	5	220	56	89	12	230	3 x Ø9	KSR05
	10	220	64	112	12	254	3 x Ø9	KSR10
	20	209	104	125	12	295	3 x Ø9	KSR20

- Tragringe werden zur Halterung von Kugelgefäßen von 5 bis 20 l Inhalt eingesetzt
- Mit Weichstoffeinlage zum Schutz des Kugelgefäßes
- Tragringe werden über drei Bohrungen mit dem Rohrgestell verbunden und sind damit besonders leicht in der Höhe justierbar
- Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

- Support rings are used to hold spherical vessels from 5 to 20 l capacity
- With soft material insert to protect the spherical vessel
- Support rings are connected to the structure via three holes and are thus particularly easy to adjust in height
- Material: Stainless steel 1.4301 (AISI 304)